



**MANUAL DE INSTRUÇÕES DO
MEDIDOR DE pH DA ÁGUA
MODELO PH-2600**

**Leia cuidadosamente as instruções
contidas neste manual antes de
iniciar o uso do medidor**

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	1
2. REGRAS DE SEGURANÇA	1
3. ESPECIFICAÇÕES	2
3.1. Gerais.....	2
3.2. Técnicas.....	2
4. DESCRIÇÃO.....	3
5. PREPARAÇÕES PARA MEDIR.....	4
6. OPERAÇÃO.....	4
6.1. Calibração.....	4
6.1-1. Calibração sem Compensação Automática de Temperatura	6
6.2. Função dos Botões.....	6
6.3. Desligamento Automático.....	7
6.4. Medição do pH da Água	7
6.5. Registro de Máximo e Mínimo.....	8
6.6. Interface RS-232.....	8
6.6-1 Instalação	8
6.6-2 Descrição.....	9
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	10
8. TROCA DA BATERIA.....	11
9. GARANTIA.....	11

As especificações contidas neste manual estão sujeitas à alteração sem prévio aviso, com o objetivo de aprimorar a qualidade do produto.

1. INTRODUÇÃO

O **PH-2600** é um medidor de pH da água que foi desenvolvido com o que há de mais moderno em tecnologia de semicondutores. É ideal para ser usado em aquários, processos alimentícios, fotografia, processos químicos, piscinas etc.

Apresenta como características: Alta exatidão, durabilidade, simplicidade de operação e baixo consumo de energia.

É de fundamental importância a completa leitura do manual e a obediência às instruções aqui contidas, para evitar possíveis danos ao medidor.

Assim sendo, informamos que não será considerado como defeito em garantia, quando um aparelho, mesmo dentro do prazo de validade da garantia, tiver sido danificado por mau uso.

2. REGRAS DE SEGURANÇA

As regras de segurança abaixo devem ser seguidas para evitar danos ao Medidor.

- a. Assegure que a bateria esteja corretamente colocada e conectada ao aparelho.
- b. Quando não for usar o **PH-2600** por um período prolongado, remova a bateria e guarde em separado do aparelho para evitar que ela vazze.
- c. Antes de usar o **PH-2600** examine juntamente com o sensor para ver se apresenta alguma anormalidade ou dano. Em caso afirmativo, encaminhe para uma assistência técnica autorizada pela **ICEL**.
- d. Não coloque o **PH-2600** próximo a fontes de calor, pois poderá deformar o seu gabinete.
- e. Lembre-se de pensar e agir em segurança.

=1=

3. ESPECIFICAÇÕES

3.1. Gerais

- a. Display: Múltiplo de Cristal líquido (LCD).
- b. Funções: Medição em pH e em mV, temperatura, desligamento automático, registro de máximo, mínimo e interface RS-232C (com Kit opcional).
- c. Indicação de bateria descarregada: O display exhibe as letras BAT.
- d. Taxa de amostragem: 2,5 vezes por segundo.
- e. Compensação de Temperatura: de -5°C a 80°C.
- f. Temperatura e Umidade de operação: 0°C a 50°C Menor que 80% sem condensação.
- g. Alimentação: Uma bateria de 9V ; Adaptador 9V DC (não incluso).
- h. Dimensões e Peso: 182x72x30mm (aparelho) / 220g.
- i. O **PH-2600** vem acompanhado de um manual de instruções, um sensor de pH e temperatura, três tubos de solução para calibração (pH4, pH7 e pH10) e uma maleta plástica para transporte.

3.2. Técnicas


Obs.: A exatidão está especificada por um período de um ano após a calibração, em porcentagem da leitura mais número de dígitos menos significativos. Sendo válida na faixa de temperatura compreendida entre 18°C à 28°C e umidade relativa inferior a 80% sem condensação.

Escala	Resolução	Exatidão
0 a 14 pH	0,01pH	±0,02 pH
-499 a 499 mV	0,1mV (até 195 mV)	±0,2mV
	1 mV (acima de 196 mV)	±2 mV

4. DESCRIÇÃO

1. Dígitos principais.
2. Sinal de negativo para mV.
3. Indicação dos valores de máximo e mínimo.
4. Indicação de que os valores de máximo e mínimo estão sendo registrados.

5. Dígitos para Temperatura.
6. Entrada para Adaptador de 9V.
7. Saída para interface RS232C.
8. Indicação de Data ou Hora.
9. Unidade de Temperatura.
10. Indicação de bateria fraca.



11. Unidade de leitura, mV ou pH.
12. Soquete tipo P1 para entrada do sensor de temperatura.
13. Soquete BNC para entrada do Sensor de pH.

5. PREPARAÇÕES PARA MEDIR

- a. Conecte o plugue do sensor de pH e de temperatura no **PH-2600** e pressione o botão  para ligá-lo (o display exibirá todos os símbolos por aproximadamente 3 segundos).
- b. Caso o símbolo de bateria descarregada (BAT) apareça no display. Troque por uma nova. Veja o item **7. Troca da bateria**.
- c. Caso o PH-2600 apresente algum defeito ou sinal de quebra, encaminhe para uma assistência técnica autorizada pela **ICEL**.
- d. Ao efetuar qualquer medição, leve sempre em consideração as orientações do item **2. Regras de Segurança**.


6. OPERAÇÃO

6.1. Calibração

O PH-2600 já vem com três tubos de solução padrão (pH4, pH7 e pH10) e tem um sistema de auto-calibração inclusive com compensação de temperatura de forma automática ou manual.

Para executar a calibração siga os passos abaixo:

- a. Com o PH-2600 ligado, pressione o botão  e o display indicará a calibração do pH4 como na figura ao lado. (caso apareçam as letras **Err** no canto inferior direito, verifique se o plugue do sensor está conectado corretamente)



- b. Mergulhe o sensor na solução pH4 e aguarde alguns instantes até que a leitura se estabilize e pare de piscar.

=4=

- c. O valor da leitura deve estar entre 3.50 e 4.50, caso contrário, utilize os botões  e  para ajustar o valor.

Obs.: os dígitos que aparecem ao lado das letras $\square A$ são o valor de referência da calibração em mV (o valor correto deve ser lido com uma vírgula após o terceiro dígito, sendo assim, se você ver 1234 o valor será 123,4 mV).

- d. Pressione o botão  para confirmar, as letras $\square A$ aparecerão no display indicando que a calibração foi efetuada (salva).
- e. Pressione o botão  para executar a calibração do pH7.
- f. lave o sensor com água deionizada, mergulhe na solução pH7 e aguarde alguns instantes até que a leitura se estabilize e pare de piscar.
- g. O valor da leitura deve estar entre 6.50 e 7.50, caso contrário, utilize os botões  e  para ajustar o valor.
- h. Pressione o botão  para confirmar, as letras $\square A$ aparecerão no display indicando que a calibração foi efetuada (salva).
- i. Pressione o botão  para executar a calibração do pH10.
- j. lave novamente o sensor com água deionizada, mergulhe na solução pH10 e aguarde alguns instantes até que a leitura se estabilize e pare de piscar.
- k. O valor da leitura deve estar entre 9.50 e 10.50, caso contrário, utilize os botões  e  para ajustar o valor.
- l. Pressione o botão  para confirmar, neste caso após a calibração do pH10, as letras $\square d$ aparecerão no display indicando que a calibração foi efetuada completamente.

Obs.: Você também pode pular etapas da calibração, basta pressionar o botão  sem executar o ajuste e o display exibirá o próximo valor a ser calibrado.

6.1-1. Calibração sem Compensação Automática de Temperatura

Ao utilizar um sensor que não tem a função ATC (não tem termopar), você pode informar o valor da temperatura para o PH-2600. Veja os passos a seguir:

- a. Pressione o botão  para entrar no modo de calibração do pH4.
- b. Mantenha pressionado o botão  por 2 segundos para que o display exiba as letras ΣT junto com a temperatura padrão (25°C).
- c. Utilize os botões  e  para ajustar o valor desejado e pressione o botão  para confirmar. O valor da temperatura pode ser ajustado entre -5°C e 80°C.
- d. As letras ΣA aparecerão indicando que o valor da temperatura foi registrado (salvo).
- e. Continue o processo de calibração ou se já tiver calibrado execute as medições normalmente.

6.2. Função dos Botões

 - Liga e desliga o PH-2600.

 - Inicia o processo de registro de mínimo e máximo exibindo um relógio relativo no display; salva as informações no processo de calibração.

 - Inicia o processo de calibração; desabilita o desligamento automático quando pressionado junto com o botão  na hora de ligar o PH-2600.

 - Muda a unidade das leituras; acresce um dígito no processo de calibração.

 - Muda a unidade de temperatura; avança para o próximo passo no processo de calibração.

 - Aciona a iluminação do Display; decresce um dígito no processo de calibração.

6.3. Desligamento Automático

O PH-2600 é programado para se desligar automaticamente 20 minutos após ter sido ligado.

Para desabilitar esta função basta ligá-lo pressionando simultaneamente os botões  e , o display exibirá a letra \square indicando que a função foi desabilitada.

Ao desligar e religar o PH-2600 a função será habilitada novamente.

6.4. Medição do pH da Água

a. Mergulhe o sensor na água e movimente-o diversas vezes para eliminar as bolhas de ar que ficam nele e assim obter uma leitura mais estável.

b. Leia o valor do **pH** exibido no display do **PH-2600**.

c. Para ler o valor em mV pressione o botão .

d. Após a leitura, lave o sensor em água deionizada e tampe-o com o protetor de borracha.

Obs.: mantenha sempre úmida com água deionizada a esponja da tampa do sensor.

6.5. Registro de Máximo e Mínimo


- a. Durante a medição, pressione o botão **REC** para que o PH-2600 inicie o processo de registro de máximo e mínimo.
- b. O display passará a exibir um relógio relativo e também as letras **REC** enquanto os valores estiverem sendo registrados.
- c. Para ver os valores de máximo e mínimo já registrados, basta pressionar novamente o botão.
- d. Para sair do processo de registro, mantenha o botão pressionado por 2 segundos.

6.6. Interface RS-232

O PH-2600 pode se comunicar com um computador através de uma interface RS-232 e a partir do software você pode monitorar e armazenar os dados lidos. Veja como é simples o uso Software.

6.6-1 Instalação

- a. Insira no seu PC, o CD que acompanha o cabo.
- b. Execute o arquivo '**Setup.exe**' que se encontra na pasta do PH-2600.
- c. Confirme em '**Finish**' ou '**Ok**' e aguarde o final da instalação.
- d. Ligue o PH-2600, conecte o cabo nele e na porta serial do seu PC e clique no ícone 'HandHeld' que aparecerá no menu Iniciar.
- e. Clique no botão '**Com.Port**' e ajuste a configuração da porta conforme a figura ao lado:



6.6-2 Descrição



' **Retrieve File** ' Abre um registro já salvo para ser analisado e visualizado no gráfico.



' **Save File** ' Salva (em txt) o registro atual que está sendo visualizado.



' **Com.Port** ' Abre a tela de configuração da porta de comunicação.



' **Statistics** ' Abre a janela na qual pode-se analisar o histograma dos dados coletados.



' **Print Graph** ' Abre a janela de impressão.

Sample Data: Limita a quantidade de dados que serão coletados em 2.000, 4.000, 8.000 ou 10.000 leituras.

Sample Rate: seleciona o intervalo com o qual os dados serão coletados.

Start: Inicia a coleta dos dados.

End: Interrompe a coleta dos dados.

Formato:

TXXX.XF , XX.XpH
TXXX.XC , XX.XmV

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Seguem abaixo algumas situações que podem ser encontradas e suas respectivas soluções:

Leitura Instável

Lave o sensor, e/ou;

Certifique-se de que a água que está sendo medida cobre toda a ponta do sensor ou;

Refaça a calibração ou;

Troque o sensor e refaça a calibração

Resposta Lenta

Lave o sensor com água da torneira por 10 a 15 minutos, depois lave com água deionizada ou troque o sensor.

Mensagem CALL:Err no display

Erro de calibração.

A solução de calibração pode estar errada, utilize a correta, ou;

O valor informado na calibração está incorreto, informe o valor correto, ou;

O sensor pode estar danificado, troque o sensor e refaça a calibração.

Mensagem E.1. no display

Medida fora da escala, pH menor que 1 (muito ácido).

Mensagem E.2. no display

Medida fora da escala, pH maior que 14 (muito alcalino).

Obs.: as mensagens E1 e E2 também podem aparecer quando o sensor na está conectado ou está fora de uma solução a ser medida.

8. TROCA DA BATERIA

- a. Quando as letras BAT aparecerem no display, será indicação que a bateria deverá ser trocada.
- b. Solte o parafuso da tampa do compartimento da bateria e remova-a.
- c. Retire a bateria gasta.
- d. Conecte a bateria nova observando a polaridade correta.
- e. Encaixe a tampa do compartimento da bateria no lugar e aperte o parafuso.

9. GARANTIA

A **ICEL** garante este aparelho sob as seguintes condições:

- a. Por um período de um ano após a data da compra, mediante apresentação da nota fiscal original.
- b. A garantia cobre defeitos de fabricação no **PH-2600** que ocorram durante o uso normal e correto do aparelho.
- c. A presente garantia é válida para todo território brasileiro.
- d. A garantia é válida somente para o primeiro proprietário do aparelho.

e. A garantia perderá a sua validade se ficar constatado: mau uso do aparelho, danos causados por transporte, reparo efetuado por técnicos não autorizados, uso de componentes não originais na manutenção e sinais de violação do aparelho.

f. Excluem se da garantia a bateria e o sensor.

g. Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do proprietário.



www.icel-manaus.com.br
icel@icel-manaus.com.br